

# M5スティック（グレー）の接続方法

※M5スティック（イエロー）の接続方法は次のページです。



電源ボタン

1. 左側面の電源ボタンを「1度」押し：電源ON  
「2度」押し：電源OFF

お手持ちのUSB-Cケーブルで充電が可能です。



2. 画面左上の「Moff/M5」にチェックが入っていることを確認し「接続」をクリック

3. 右上の「スキャン」を押し「M5-Band-Digireha」があることを確認。



スキャンをしても「M5-Band-Digireha」が表示されない場合は、一度「閉じる」をクリックし再度「接続」ボタンを押す。

（スキャンの際、近くにあるBluetoothの機器名が表示されることがあります）



4. 「M5-Band-Digireha」をクリック（赤字に変わる）「接続」を押し、数秒後に「接続しました」の表示を確認。

画面右下の「閉じる」をクリックして接続が完了。

# M5スティック（イエロー）の接続方法



1. M5スティック左側面にある電源ボタンを数秒押し、電源を入れる。

2. 画面左上の「Moff/M5」にチェックが入っていることを確認し「接続」をクリック



3. 右上の「スキャン」を押し「M5-Band-Digireha」があることを確認。

スキャンをしても「M5-Band-Digireha」が表示されない場合は、一度「閉じる」をクリックし再度「接続」ボタンを押す。

（スキャンの際、近くにあるBluetoothの機器名が表示されることがあります）



4. 「M5-Band-Digireha」をクリック（赤字に変わる）「接続」を押し、数秒後に「接続しました」の表示を確認。

画面右下の「閉じる」をクリックして接続が完了。

